



«РОСТОВСКИЙ» ФИЛИАЛ
ФГУП «МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАТАЛОГ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

БАНДАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЯ ОБУВНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1915 год

Основана первая на юге России протезная мастерская с количеством работающих 7 человек.

1935 год

Ростовский протезный завод, выпускающий шинно-кожаные изделия с количеством 35 человек.

1977 год

Протезно-ортопедическое объединение, в состав которого входят предприятия в республиках Дагестан, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия и филиалы в городах Таганрог, Шахты. Количество работающих – 270 человек.

2017 год

В настоящее время «Ростовский» филиал ФГУП «Московское ПРОП» Минтруда России – это современное, динамично развивающееся предприятие с численностью 140 человек.

Предприятие ориентируется на выпуск современных изделий высокого качества по новым технологиям ведущих зарубежных и отечественных фирм. Благодаря широкому применению высокопрочных материалов, специальной модульной технологии сборки, использованию эластичных тканей, трикотажных полотен, продукция предприятия отвечает современным требованиям и учитывает индивидуальные особенности многих категорий граждан.

В СОСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ ВХОДЯТ:

- поликлиническое отделение на 200 посещений в день
- массажный кабинет
- кабинет лечебной физкультуры
- стационар сложного и атипичного протезирования на 25 коек
- промышленное производство, состоящее из 4 основных подразделений
- пункт проката технических средств реабилитации
- салон – магазин реабилитационных услуг «Реамед»
- аптека и ее филиалы

**ЗДЕСЬ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ КАЖДОМУ,
КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ!**



БАНДАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 2

БАНДАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 5

Бюстгалтеры для фиксации протеза молочной железы	6
Бандаж-грация, перчатка компрессионная	7
Купальники	8-9
Бандажи для беременных	10
Бюстгалтеры для кормящих мам	11
Бандажи послеродовые	12
Панталоны, трусы - профилактические	13
Бандажи фиксирующие, абдоминальные	14
Бандажи поясничные	15
Головодержатель, бандаж грудной, пояс ортопедический	16
Корсеты на поясничный отдел позвоночника	17
Реклинаторы на грудопоясничный отдел позвоночника	20
Реклинатор, повязка ключичная	21
Бандажи грыжевые, суспензорий – трусы	22-23
Разгружающие повязки, бандаж - крепление	24
Бандажи на запястье, на локтевой и плечевой суставы	25
Наколенники, голеностопный бандаж	26
Распорки детские ортопедические	27

ИЗДЕЛИЯ ОБУВНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 28

Детская ортопедическая обувь	29-35
Мужская обувь	36-37
Женская обувь	38
Обувь ортопедическая при начальной стадии диабета	39
Стельки и вкладные ортопедические и корригирующие приспособления	40-41

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ 42

Трости опорные	43-44
Трости многоопорные	44
Костыли подмышечные	45
Костыли локтевые, устройства против скольжения, стойка прикроватная	46
Ходунки	47
Кресла туалетные	48-49
Столы прикроватные, коляска малогабаритная, наклонная подставка	50
Приспособления для ванны	51
Ступени, опора веревочная	52

- Бюстгалтеры и полуграция для фиксации протеза молочной железы
- Бюстгалтеры для кормящих мам
- Купальники для фиксации протеза молочной железы
- Панталоны и трусы профилактические
- Бандажи
- Корсеты ортопедические
- Реклинаторы
- Разгружающие повязки
- Наколенники. Бандаж голеностопный.
- Распорки детские ортопедические





Рекомендуются женщинам после мастэктомии.

В комплект входит накладной клапан для фиксации протеза грудной железы

Рекомендуются женщинам после мастэктомии.

В комплект входит накладной клапан для фиксации протеза грудной железы

Бюстгалтер ЛФ-60К

Бюстгалтер для фиксации ПГЖ

Материал: кружевное полотно, эластичное полотно, хлопчатобумажная ткань
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 75-110
Чашка: В



Бюстгалтер ЛФ-60К.1
Бюстгалтер ЛФ-60К.1А

Бюстгалтер для фиксации ПГЖ

ЛФ-60К.1А с трикотажным вшивным клапаном ЛФ-60К.1 комплектуется с клапаном из хлопчатобумажной ткани

Материал: кружевное полотно, эластичное полотно, хлопчатобумажная ткань

Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 75-90
Чашка: А, В, С, D



Бюстгалтер ЛФ-60К.5

Бюстгалтер для фиксации ПГЖ с мягкими регулируемы-ми бретелями



Материал: кружевное полотно, трикотажное полотно
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 90-105;
Чашка: В, С, D

Бюстгалтер ЛФ-60К.4

Полуграция для фиксации ПГЖ до линии талии, на широких регулируемых бретелях

Материал: кружевное полотно, эластичное полотно, хлопчатобумажная ткань, мягкие планшетки
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 90-105
Чашка: В

Бюстгалтер ЛФ-60К.2

Бюстгалтер для фиксации ПГЖ с запахом

Материал: кружевное полотно, эластичное полотно, хлопчатобумажная ткань
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 75-90
Чашка: А, В, С, D



Бюстгалтер ЛФ-60К.3

Бюстгалтер для фиксации ПГЖ на широких регулируемых бретелях

Материал: кружевное полотно, эластичное полотно, хлопчатобумажная ткань
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 95-105
Чашка: В



Рекомендуется женщинам при опущении внутренних органов брюшной полости, слабости мышц передней брюшной стенки диафрагмальной грыже, в послеоперационный период после мастэктомии.

Бандаж «Грация» БНЗ-46

Материал: кружевное полотно, эластичное полотно, хлопчатобумажная ткань
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 80-110 чашка В

Перчатка компрессионная ПК-10
Перчатка компрессионная ПК-10у

Рекомендуется для создания компрессионного эффекта при комплексном лечении таких побочных осложнений после мастэктомии и облучения, как:

- лимфатический отек руки;
 - затруднение венозного оттока крови;
 - лучевой плексит.
- ПК-10у – усиленной компрессии с регулируемой бретелью.

Материал: эластичное полотно
Цвет: бежевый, белый, черный
Размер: 6-12

Таблица размеров бюстгалтеров и полуграции

Размер	75				80				85				90				95				100				105				110			
Обхват под грудью, см	73-77				78-82				83-87				88-92				93-97				98-102				103-107				108-112			
Обхват груди, см	87-89	89-91	91-93	93-95	92-94	94-96	96-98	98-100	97-99	99-101	101-103	103-105	102-104	104-106	106-108	108-110	107-109	109-111	111-113	113-115	112-114	114-116	116-118	118-120	117-119	119-121	121-123	123-125	122-124	124-126	126-128	128-130
Полнота	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

Таблица размеров перчатки компрессионной

Размер	7	8	9	10	11	12
Обхват запястья, см	14-16	16-17	18-19	20-21	22-23	23-24



Рекомендуются женщинам после мастэктомии. Изготавливаются с карманом для протеза молочной железы.

Рекомендуются женщинам после мастэктомии. Изготавливаются с карманом для протеза молочной железы.



Купальник К-01

Купальник для фиксации ПГЖ с отрезными чашками и кокеткой
Модель К-01


К-01.О – однотонный
К-01.Ц – цветной
Материал: эластичное полотно (лайкра)
Размер: 46-56



Купальник К-01.2

Купальник для фиксации ПГЖ с декоративной пряжкой на талии
Модель К-01.2

К-01.2.О – однотонный
К-01.2.Ц – цветной
Материал: эластичное полотно (лайкра)
Размер: 46-50



Купальник К-01.3

Купальник для фиксации ПГЖ раздельный
Модель К-01.3

К-01.3.О – однотонный
К-01.3.Ц – цветной
Материал: эластичное полотно (лайкра)
Размер: 46-56



Купальник К-01.1

Купальник для фиксации ПГЖ с вертикальными рельефами по линии груди
Модель К-01.1

К-01.1.О – однотонный
К-01.1.Ц – цветной
К-01.1.К – комбинированный
Материал: эластичное полотно (лайкра)
Размер: 46-60



Купальник К-01.4

Купальник для фиксации ПГЖ с вертикальными рельефами и сборками по линии груди

К01-4К-комбинированный
Материал: эластичное полотно (лайкра)
Размер: 46-56



Купальник К-01.5

Купальник для фиксации ПГЖ с вертикальными рельефами по линии груди и бокам

К-01.5.К – комбинированный
Материал: эластичное полотно (лайкра)
Размер: 46-56

Таблица размеров купальников

Размер	46	48	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-119

Таблица размеров купальников

Размер	46	48	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-119



Рекомендуются женщинам в дородовом периоде для поддержания плода и органов брюшной полости с 20 – 24 недель и до конца срока беременности. Предохраняет живот от растяжек, уменьшает нагрузку на позвоночник. Удобен при каждодневной носке и незаметен под одеждой.

Рекомендуются женщинам в период грудного вскармливания для снятия болей, профилактики мастита и уменьшения застоя молока.

Верхняя часть чашек отстегивается, что позволяет кормить ребенка, не снимая бюстгалтер. Размер чашек изменяется высотой застежек. Отсутствие косточек избавит грудь от давления и растяжения.

Бандаж БН2-03

Размер бандажа регулируется при помощи шнуровки сзади и спереди, эластичный подхват поддерживает низ живота.



Материал: хлопчатобумажная ткань
Цвет: белый, бежевый
Размер: 85-110

Бандаж БН2-08у

Бандажи для беременных универсальные



Материал: БН2-08у - тесьма эластичная (цвет: белый, бежевый, коричневый)

БН2-08у.1 – тесьма эластичная, трикотажное полотно, дублированное поролоном (цвет: бежевый, черный)
БН2-08у.2 - дополнительно комплектуется аппликатором из поролона для использования в послеродовой период. (цвет: бежевый, черный).
Размер: S, M, L, XL, XXL

Таблица размеров х/б дородового бандажа

Table with 7 columns: Размер, 85, 90, 95, 100, 105, 110 and 2 rows: Обхват бедер, см

Таблица размеров универсальных бандажей для беременных

Table with 6 columns: Размер, S, M, L, XL, XXL and 2 rows: Обхват бедер, см

Бандаж БН2-07

Бандаж изготовлен из эластичных материалов, растягивается с ростом ребенка, эластичный подхват поддерживает низ живота

Материал: трикотажное полотно, эластичное полотно
Цвет: белый
Размер: 85-95

Таблица размеров эластичных дородовых бандажей

Table with 3 columns: Размер, 85, 90, 95 and 2 rows: Обхват бедер, см

Бандаж БН2-07.1

Бандаж облегченный с эластичным подхватом для поддержания низа живота

Материал: трикотажное полотно, эластичное полотно
Цвет: белый
Размер: 85-95

Бюстгалтер ЛФ3Б-38

Бюстгалтер для кормящих мам с цельной нижней чашкой



Материал: кружевное полотно, трикотажное полотно
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 70-85
Чашка: B

Бюстгалтер ЛФ3Б-38.1

Бюстгалтер для кормящих мам с поддерживающей нижней чашкой и мягкими бретелями



Материал: кружевное полотно, трикотажное полотно
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 90-105
Чашка: B, C, D



Таблица размеров бюстгалтеров и полуграции

Table with 9 columns: Размер, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 and 4 rows: Обхват под грудью, см; Обхват груди, см; Полнота



Рекомендуются женщинам для ношения в послеродовом периоде для восстановления тонуса брюшных мышц, а также после Кесарева сечения для фиксации послеоперационного шва и поддержки нижней части брюшной стенки.

Рекомендуются женщинам при опущениях внутренних органов брюшной полости, слабости мышц передней брюшной стенки, профилактики послеоперационных грыж, в послеродовом периоде, для занятий гимнастикой



Бандаж BH2-04

Натяжение бандажа регулируется при помощи шнуровки на спинке.

Материал:
хлопчатобумажная ткань
Цвет: белый, бежевый
Размер: 70-90


Размер	70	75	80	85	90
Обхват талии, см	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92



Бандаж BH2-04.1

Натяжение бандажа регулируется при помощи крючков и петель по краям детали переда. Ластовица фиксируется на крючки и петли для удобства эксплуатации изделия.

Материал:
эластичное полотно
Цвет: белый, бежевый
Размер: 70-90



Бандаж BH2-04.2

Натяжение бандажа регулируется при помощи крючков и петель.

Материал:
трикотажное полотно, эластичное полотно
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: M, L, XL

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват бедер, см	65-79	80-94	95-106	107-121	122-136



Панталоны BH3-42

Панталоны профилактические с двойным уплотнением по линии талии и бедер

Материал:
кружево, эластичное полотно
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 70-115



Таблица размеров панталонов и трусов профилактических

Размер	70-90	75-95	80-100	85-105	90-110	95-115	100-120	105-125	110-130	115-135
Обхват талии, см	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117
Обхват бедер, см	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122	123-127	128-132	133-137



Трусы BH3-56

Материал:
эластичное полотно
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 70-105



Трусы BH3-56.1

Натяжение переда трусов профилактических регулируется путем передвижения застежки на крючки и петли по бокам.

Материал:
кружевное полотно, эластичное полотно
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: M, L, XL



Трусы BH3-56.2

Трусы профилактические с завышенной линией талии, двойным уплотнением переда.

Материал:
кружевное полотно, эластичное полотно
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: M, L, XL



Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват бедер, см	65-79	80-94	95-106	107-121	122-136



Бандаж фиксирующий БН3-01, БН3-02

Рекомендуются для удержания передней брюшной стенки при опущении внутренних органов, вентральной грыже, диастазе прямых мышц живота, угрозе послеоперационных грыж передней брюшной стенки, заболевании почек.



Рекомендуются для удержания передней брюшной стенки при опущении внутренних органов, вентральной грыже, диастазе прямых мышц живота, угрозе послеоперационных грыж передней брюшной стенки.

Материал: хлопчатобумажная ткань
Цвет: белый, бежевый
Размер: 80-110

Таблица размеров бандажей фиксирующих

Размер	80	85	90	95	100	105	110
Обхват бедер, см	80-84	85-89	90-94	95-99	100-104	105-109	110-114



Рекомендуются для профилактики и лечения при остеохондрозе позвоночника, миозите, люмбагии, пояснично-крестцовом радикулите, неврите.

Бандаж поясничный БН6-11

Усилен 4 металлическими ребрами жесткости для анатомически правильной поддержки поясничной области.

Материал: эластичная износостойкая воздухопроницаемая сетчатая ткань (неопрен)
Размер: S, M, L, XL, XXL

Бандаж поясничный БН6-11.ш

Материал: неопрен, натуральная овечья шерсть
Цвет: шерсть - белая, неопрен - черный
Размер: S, M, L, XL, XXL

Таблица размеров поясничных бандажей

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	57-62	63-69	70-79	80-90	91-103

Рекомендуется для удержания передней брюшной стенки при опущении внутренних органов, вентральной грыже, диастазе прямых мышц живота, угрозе послеоперационных грыж передней брюшной стенки.

Бандаж абдоминальный БН6-10, БН6-10у

Фиксируется спереди на застежку из ленты «велкро»
Материал: эластичная шерстяная лента
Цвет: бежевый, белый, черный
Размер: S, M, L, XL, XXL, БН6-10у: XL, XXL (с дополнительными подхватами)

Бандаж послеоперационный с подхватом БН6-13

Фиксируется с боку на крючки и петли



Материал: тесьма эластичная
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: S, M, L, XL, XXL

Бандаж поясничный БН6-14

Материал: эластичная шерстяная лента
Цвет: серый, бежевый
Размер: S, M, L, XL, XXL

Бандаж поясничный БН6-14у

Шерстяной с застежкой на ленту «велкро» спереди. Усилен 2 металлическими ребрами жесткости.

Материал: эластичная шерстяная лента
Цвет: серый, бежевый
Размер: S, M, L, XL, XXL

Таблица размеров грыжевых пупочных, поясничных бандажей

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	40-60	60-80	80-100	100-120	120-140

Таблица размеров поясничных шерстяных бандажей

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	70-79	80-89	90-99	100-109	110-119



Головодержатель мягкой фиксации КРО-35

Рекомендуется при умеренных нарушениях функции мышц и связочного аппарата шейного отдела позвоночника, при остеохондрозе, спондилезе, миозите, неврологических болях различной этиологии, для частичной разгрузки и ограничения движения в шейном отделе позвоночника при неосложненных травматических повреждениях.

Противопоказания: посттравматические повреждения шейного отдела позвоночника, требующие его полной иммобилизации и значительной разгрузки, воспалительные заболевания кожи шейного отдела позвоночника, бронхиальная астма, легочно-сердечная недостаточность.

Материал: кожа, трикотажное полотно, пенополиуретан

Размер: универсальный

Высота: 4 см, 8 см, 10 см, 12 см

Бандаж послеоперационный грудной БНЗ-31



Рекомендуется для реабилитации в послеоперационный период и при травмах грудной клетки.

Материал:

тесма эластичная

Цвет: белый, бежевый, черный

Размер: S, M, L, XL, XXL



Пояс ортопедический КРО-34

Рекомендуется:

- для лечения больных, страдающих пояснично-крестцовыми болями на почве остеохондроза и спондилолистеза, с целью стабилизации, фиксации и частичной разгрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- в профилактических целях при выполнении физических работ, поднятии тяжестей, занятиях спортом;
- водителям, специалистам, связанным с вибрационными работами и длительными статическими нагрузками

Материал: кожа натуральная

Размер: 70-140

Таблица размеров послеоперационного грудного бандажа

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	до 82	82-96	96-110	110-124	св. 124

Таблица размеров пояса ортопедического

Размер	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140
Обхват талии, см	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122	123-127	128-132	133-137	138-142



Рекомендуется для частичной фиксации позвоночника больных с травмами и заболеваниями нижнегрудного и поясничного отделов.



Корсет ортопедический КРО-14.1

4 моделируемых ребра жесткости для анатомически правильной поддержки позвоночника. Дополнительная двойная стяжка улучшает прилегание изделия и позволяет самостоятельно дозировать воздействие на поясницу.



Материал: хлопчатобумажная ткань, эластичная сетка по бокам

Цвет: бежевый

Размер: S, M, L, XL, XXL

Корсет ортопедический КРО-14.2



С резиной по бокам и застежкой через металлические рамки. Возможна регулировка компрессии на различных участках поясничного отдела. 4 металлических ребра жесткости.

Материал: хлопчатобумажная ткань, резиновое полотно, ременная лента

Цвет: бежевый

Размер: S, M, L, XL, XXL

Корсет ортопедический КРО-14.3



На шнурках. 10 съемных ребер жесткости для индивидуальной регулировки фиксирующей возможности корсета.

Материал: хлопчатобумажная ткань

Цвет: бежевый

Размер: S, M, L, XL, XXL

Таблица размеров ортопедических корсетов

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	75-84	85-94	95-104	105-114	115-124



Рекомендуется для разгрузки поясничного отдела позвоночника с прогревающим эффектом.



**Корсет ортопедический
КРО-14.5**

С поясом-подхватом двумя эластичными лентами, застежкой на ленту «велкро». 4 металлических ребра жесткости. Дополнительная двойная стяжка позволяет оптимально расположить корсет, улучшает прилегание изделия и индивидуально отрегулировать фиксирующие возможности корсета.



Материал:
сетка эластичная,
тесьма эластичная
Цвет: бежевый
Размер: S, M, L, XL, XXL



**Корсет ортопедический
КРО-14.4**

6 металлических ребер жесткости. С поясом подхватом для регулировки фиксирующих возможностей корсета.

Материал:
тесьма эластичная
Цвет: белый,
бежевый, черный
Размер:
S, M, L, XL, XXL



**Корсет ортопедический
КРО-14.6**



Материал: тесьма эластичная, лента шерстяная, 4 металлических ребра жесткости
Цвет: белый, бежевый
Размер: M, L, XL



**Корсет ортопедический усиленный
КРО-87 (КРО-87д)**

Рекомендуется после травм и операций поясничного отдела позвоночника, как элемент реклинующей системы при нарушении осанки и кифотических деформациях позвоночника. Корсет может изготавливаться для детей.

Укомплектован отдельной дополнительной лентой усиления с резиноканевыми тягами. Усилен 4 металлическими ребрами жесткости.

Материал:
эластичная износостойкая воздухопроницаемая сетчатая ткань (неопрен)
Размер: S, M, L, XL, XXL
1, 2, 3, 4, 5 - детский



**Корсет грудно-поясничный усиленный
КРО-87.1 (КРО-87.1д)
с реклинующей системой**

Рекомендуется после травм и операций поясничного отдела позвоночника, как реклинующая система при нарушении осанки и кифотических деформациях позвоночника. Корсет может изготавливаться для детей.

Укомплектован отдельной дополнительной лентой усиления с резиноканевыми тягами. Усилен 4 металлическими ребрами жесткости.

Материал: неопрен
Размер: S, M, L, XL, XXL – взрослый,
1, 2, 3, 4, 5 – детский

Таблица размеров ортопедических корсетов

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	75-84	85-94	95-104	105-114	115-124

Таблица размеров усиленного корсета и корсета с реклинующей системой

Размер	детский	взрослый								
	1	S	2	M	3	L	4	XL	5	XXL
Обхват талии, см	33-37	75-84	38-42	85-94	43-48	95-104	49-58	105-114	59-68	115-124



Реклинаторы рекомендуются для формирования правильной осанки у детей до 14 лет и для разгрузки позвоночника у взрослых людей, а также при кифосколиозах, остеохондрозе грудного отдела позвоночника.



Реклинатор для груднопоясничного отдела позвоночника KPI-01, KPI-01a

Материал:
KPI-01 - хлопчатобумажная ткань (цвет белый);
KPI-01a – трикотажное полотно, дублированное поролоном
Цвет:
бежевый, черный;
Размер:
S, M, L, XL



Реклинатор для верхнегрудного отдела позвоночника KPI-02

Рекомендуется для работы в офисе, дома или в школе при долгом нахождении в сидячем положении или в состояниях, когда нет опоры под спину, при начальных формах нарушения осанки и легких, при кифозах, кифосколиозах, крыловидных лопатках и юношеских остеохондропатиях
2 металлических ребра жесткости

Материал: неопрен
Размер: S, M, L, XL

Таблица размеров реклинаторов верхнегрудного отдела позвоночника

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	58-69	70-82	83-95	96-110	111-124



Реклинатор для груднопоясничного отдела позвоночника KPI-01.1, KPI-01.1a

Материал:
KPI-01.1 - хлопчатобумажная ткань, тесьма эластичная (цвет белый)
KPI-01.1a – трикотажное полотно, дублированное поролоном, тесьма эластичная
Цвет:
бежевый, черный;
Размер:
S, M, L, XL, XXL



Повязка ключичная KPI-25П

Рекомендуется для фиксации плечевого пояса, лечения и реабилитации после травм и операций на верхнегрудном отделе позвоночника, При переломе ключицы и разрыве акромиально-ключичного сочленения.

Материал:
неопрен
Размер: S, M, L, XL, XXL

Таблица размеров реклинаторов для груднопоясничного отдела позвоночника

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	75-84	85-90	91-100	101-110	111-120

Таблица размеров повязки ключичной

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	57-62	63-69	70-79	80-90	91-103



Бандажи грыжевые пупочные рекомендуются для удержания брюшной стенки при пупочной грыже, послеоперационной грыже и грыже белой (средней) линии живота. **При невправимых грыжах носить бандажи категорически запрещается.**

При невправимых грыжах носить **бандажи категорически запрещается.**



Бандаж грыжевой БН3-19, БН3-19Д

Бандаж грыжевой пупочный с маленьким пелотом.

Материал: тесьма эластичная, пенополиуретановый пелот
Цвет: бежевый, белый, черный
Размер: S, M, L, XL, XXL



Бандаж грыжевой БН3-19.1

Бандаж грыжевой пупочный с большим пелотом

Материал: тесьма эластичная, пенополиуретановый пелот, трикотажное полотно
Цвет: бежевый, белый, черный
Размер: S, M, L, XL, XXL



Бандажи грыжевые скротальные на эластичном поясе БН1-11 (односторонний), БН1-12 (двусторонний)

Бандаж грыжевой скротальный на широком эластичном поясе

Материал: резина, пенополиуретановый пелот
Цвет: бежевый, серый
Размер: 80-110



Бандаж грыжевой БН5-11, БН5-12, БН5-12.1

Бандаж грыжевой паховый на широком эластичном поясе. Модели БН5-11 (односторонний), БН5-12 (двусторонний), БН5-12.1 бандаж-трусы противогрыжевые



Материал: тесьма эластичная, пенополиуретановый пелот, трикотажное полотно, модель БН5-12.1: эластичное полотно
Цвет: бежевый, белый, черный
Размер: S, M, L, XL



Суспензорий - трусы (для мужчин) ПИ-05

Рекомендуется мужчинам при пахово-машоночных грыжах - слабости мышц передней брюшной стенки - профилактики послеоперационных грыж и опущений внутренних органов брюшной полости.



Материал: эластичное полотно
Цвет: белый, бежевый, черный
Размер: 80-100

Бандаж БН1-13 (односторонний), БН1-14 (двусторонний)



Бандаж грыжевой скротальный на двойном эластичном поясе

Материал: резина, пенополиуретановый пелот
Цвет: бежевый, серый
Размер: 80-110

Бандаж БН1-15 (двусторонний)



Бандаж грыжевой комбинированный на эластичном поясе

Материал: резина, пенополиуретановый пелот
Цвет: бежевый, серый
Размер: 80-110

Бандаж БН5-05 (односторонний), БН5-06 (двусторонний)



Бандаж грыжевой паховый на эластичном поясе

Материал: резина, пенополиуретановый пелот
Цвет: бежевый, серый
Размер: 80-110

Бандаж БН5-07 (односторонний), БН5-08 (двусторонний)



Бандаж грыжевой паховый на двойном эластичном поясе

Материал: резина, пенополиуретановый пелот
Цвет: бежевый, серый
Размер: 80-110

Бандаж БН5-11 (односторонний), БН5-12 (двусторонний)



Бандаж грыжевой паховый на широком эластичном поясе

Материал: тесьма эластичная, пенополиуретановый пелот, трикотажное полотно
Цвет: бежевый, белый, черный
Размер: 80-110

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	40-60	60-80	80-100	100-120	120-140

Размер	80	85	90	95	100
Обхват талии, см	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102

Размер	80	85	90	95	100	105	110
Обхват бедер, см	80-84	85-89	90-94	95-99	100-104	105-109	110-114



Рекомендуются при повреждении и заболеваниях связочно-мышечного и костного аппарата верхней конечности.

Бандажи на запястье рекомендуются для защиты лучезапястного сустава: при занятиях спортом; при поднятии тяжестей; при заболеваниях: стиллондите, бурсите, синовите; после травм и операций в области лучезапястного сустава.



Разгружающая повязка ПР-01.1

Разгружающая повязка с карманом Из водоотталкивающей ткани и смягчающей накладкой.

Материал: ткань водоотталкивающая, неопрен
Цвет: темно-синий, черный
Размер: М, L, XL, XXL



Разгружающая повязка ПР-01.2

Разгружающая повязка

Материал: неопрен
Размер: универсальный



Разгружающая повязка ПР-01

Разгружающая повязка с эластичным карманом и дополнительной фиксацией поврежденной конечности

Материал: эластичное полотно, неопрен, сетка
Размер: 1, 2, 3

Бандаж-крепление БНЗ-10э

Предназначен для удержания протеза бедра с жесткими приемными гильзами



Материал: неопрен, застежка лента-контакт.
Размер: S, M, L, XL, XXL



Бандаж БН6-01у

Бандаж на запястье с застежкой на металлическую пряжку

Материал: неопрен
Размер: универсальный



Бандаж БН6-01

Бандаж на запястье с застежкой на металлическую пряжку

Материал: кожа
Размер: универсальный



Бандаж БН6-02у

Бандаж на запястье, фиксирующий через большой палец


Материал: неопрен
Размер: универсальный



Бандаж на локтевой сустав БН6-03

Рекомендуется:
- в период реабилитации после операций, вывихов и переломов костей локтевого сустава;
- при занятиях спортом;
- при поднятии тяжестей.

Материал: неопрен
Размер: М, L, XL



Бандаж на плечевой сустав БН6-04

Рекомендуется при повреждении связочно-мышечного аппарата плечевого сустава и ключично-акромиального сочленения, для фиксации и ограничения подвижности в суставе.

Материал: неопрен
Размер: М, L, XL

Таблица размеров разгружающей повязки

Размер	1	2	3
Обхват бедер, см	25-32	33-40	41-48

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см.	80-85	86-90	91-99	100-104	105-115
Обхват нижней части бандажа, см	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55

Таблица размеров локтевого и плечевого бандажей

Размер	М		L		XL	
	локоть	плечо	локоть	плечо	локоть	плечо
Обхват, см	25-28	28-31	28-32	31-34	30-34	34-37



Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физических нагрузках и занятиях спортом. Боли в коленном суставе обусловленные артритами, синовитами и бурситами. Фиксация при деформирующем артрозе и равномерная компрессия коленного сустава.



Наколенник Н - 1



Наколенник

Материал: неопрен
Размер: S, M, L, XL, XXL

Наколенник Н - 2



Наколенник разъемный

Материал: неопрен
Размер: S, M, L, XL, XXL

Наколенник Н - 3



Наколенник с армировкой

Материал: неопрен
Размер: S, M, L, XL, XXL

Наколенник Н - 5




Наколенник с шарнирами

Материал: неопрен
Размер: S, M, L, XL, XXL

Таблица размеров наколенников

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват колена, см	33-35	36-38	39-41	42-45	46-48

Наколенник Н - 6



Наколенник шерстяной улучшает кровообращение, уменьшает отечность

Материал: шерстяная эластичная лента
Цвет: серый, бежевый
Размер: 1 - 10


Наколенник Н - 7



Наколенник

Материал: водоотталкивающая ткань, натуральный овечий мех
Цвет: черный
Размер: универсальный

Бандаж голеностопный БН6-05э



Рекомендуется для поддержания и фиксации голеностопного сустава после травм связочного аппарата, при нестабильности голеностопного сустава, остеоартрозов и т.д.

Материал: тесьма эластичная
Цвет: черный, бежевый, белый
Размер: S, M, L, XL, XXL

Таблица размеров голеностопного бандажа

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват щиколотки, см	16-18	19-25	26-30	31-36	37-40

Таблица размеров шерстяного наколенника

Размер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обхват над коленом, см	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

«Перинка Фрейка» ПИО-33



Распорки назначаются при дисплазии тазобедренных суставов у детей грудного возраста. Противопоказания: неустраняемые вывихи и подвывихи бедра

Материал: хлопчатобумажная ткань, корд
Размер = ширина сиденья, см: 14-25

Подушка ортопедическая ПО-08



Рекомендована: детям от 28 дней до 1 года при комплексном лечении врожденной и профилактики приобретенной кривошеи, предотвращении деформации затылочной области и для правильного развития во время сна здоровых детей. Подушка бережно поддерживает голову и шею ребенка снижает нагрузку на шейный отдел позвоночника, нормализует мышечный тонус и кровообращение головы и шеи. Гипоаллергенна.

Размер: 30x25

«Стремена Павлика» ПИО-35

Рекомендуется применять в период долечивания вправленного вывиха бедра, с целью сохранить положение отведения в тазобедренных суставах.

Материал: кожа
Размер: универсальный



«Шины Виленского» ПИО-34

Рекомендуется применять в период долечивания вправленного вывиха бедра, с целью сохранить положение отведения в тазобедренных суставах.

Материал: металлические шины, кожа
Размер: 1 - 5



Таблица размеров шины Виленского

Размер	1	2	3	4	5
Длина шины, см	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45



ИЗДЕЛИЯ ОБУВНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ



Обувь детская

Обувь мужская

Обувь женская

Обувь ортопедическая при начальной стадии диабета

Стельки и вкладные ортопедические приспособления

Наша ортопедическая обувь – это здоровые ноги ваших детей.

Рекомендуется для профилактики и лечения плоскостопия. Модели 306, 309, и 311 рекомендуются при плоскостопии, косолапости и эквиноварусных деформациях стоп.

Модель 300

Ботинки детские на мягкой подкладке с ортопедическим сводом, на шнурках и с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: сетка АСМ
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 301

Ботинки детские на мягкой подкладке с ортопедическим сводом, с двумя застежками на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа/нубук
Подкладка: сетка АСМ
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 302

Ботинки детские на мягкой подкладке с ортопедическим сводом, на шнурках.

Материал: натуральная кожа / нубук
Подкладка: сетка АСМ / кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 303

Ботинки детские на мягкой подкладке с ортопедическим сводом, на шнурках.

Материал: нубук
Подкладка: сетка АСМ
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 304

Ботинки детские на мягкой подкладке с ортопедическим сводом, с двумя застежками на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: нубук
Подкладка: сетка АСМ
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 305

Ботинки детские на мягкой подкладке с ортопедическим сводом, с широкой застежкой на ленту «Контакт».

Материал: натуральная кожа
Подкладка: сетка АСМ
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Таблица соответствия метрического и штихмассового размеров детской обуви

размер штихмасс.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
размер метрический	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5



Модель 306

Ботинки детские на мягкой подкладке с жестким берцом и ортопедическим сводом, на шнурках.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: сетка АСМ/
мех искусственный
Подошва: ТЭП
Размер: 22-31



Модель 307

Ботинки детские на мягкой подкладке и ортопедическим сводом, с двумя застежками на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: нубук
Подкладка: сетка АСМ
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 312

Ботинки детские на мягкой подкладке с ортопедическим сводом и двумя застежками на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа/нубук
Подкладка: сетка АСМ
Подошва: ТЭП
Размер: 22-27



Модель 313

Ботинки детские на мягкой подкладке с жестким берцом, с мягкой стелькой и ортопедическим сводом, с двумя застежками на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: нубук/натуральная кожа
Подкладка: сетка АСМ
Подошва: ТЭП
Размер: 22-27



Модель 308

Ботинки детские с ортопедическим сводом, на шнурках.

Материал: натуральная кож (лак)
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 309

Ботинки детские с ортопедическим сводом, открытым носом, на шнурках.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 314

Сапоги детские на натуральном (искусственном) меху с жестким задником и ортопедическим сводом, с застежкой «молния», с декоративным ремешком и металлической пряжкой.

Материал: натуральная кожа/нубук
Подкладка: мех натуральный/
мех искусственный
Подошва: ТЭП
Размер: 24-28



Модель 263

Ботинки детские с открытой носочной частью, жесткими берцами, с мягкой стелькой и ортопедическим сводом с застежкой на ленту «Контакт» через металлические пряжки.

Материал: натуральная кожа/нубук
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП с ортопедическим каблуком
Размер: 23-30



Модель 310

Ботинки детские на меху с ортопедическим сводом, на шнурках.

Материал: натуральная кожа (лак)
Подкладка: натуральный мех
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 311

Ботинки детские на мягкой подкладке с жестким берцом и ортопедическим сводом, с двумя застежками на ленту «Контакт»

Материал: натуральная кожа
Подкладка: сетка АСМ/
мех искусственный
Подошва: ТЭП
Размер: 22-31



Модель 320

Ботинки детские с жесткими берцами, ортопедическим сводом с застежкой на ленту «Контакт» через металлические пряжки.

Материал: натуральная кожа, нубук
Подкладка: сетка АСМ/мех искусственный
мех натуральный
Подошва: ТЭП с ортопедическим каблуком
Размер: 23-30



Модель 316

Ботинки детские на меховой подкладке с ортопедическим сводом, на шнурках

Материал: натуральная кожа
Подкладка: мех натуральный/
мех искусственный
Подошва: ТЭП
Размер: 25-30



Таблица соответствия метрического и штихмассового размеров детской обуви

размер штихмасс.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
размер метрический	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5

Таблица соответствия метрического и штихмассового размеров детской обуви

размер штихмасс.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
размер метрический	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5



Модель 317

Ботинки детские на меховой подкладке с ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа/велюр
Подкладка: мех натуральный/ мех искусственный
Подошва: ТЭП
Размер: 25-30



Модель 400

Полуботинки детские с ортопедическим сводом и застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 501

Босоножки детские с мягкой стелькой и ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: нубук
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 502

Босоножки детские с мягкой стелькой и ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 401

Полуботинки детские с ортопедическим сводом и эластичной вставкой по центру.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 402

Полуботинки детские с мягкой стелькой и ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 19-24



Модель 506

Босоножки детские мягкой стелькой и ортопедическим сводом, с двумя застежками на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 22-26



Модель 507

Босоножки детские на мягкой подкладке с мягкой стелькой, с ортопедическим сводом, с двумя застежками на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа/нубук
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 22-26



Модель 403

Полуботинки детские с мягкой стелькой и ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт».

Материал: натуральная кожа
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 19-24



Модель 500

Босоножки детские с мягкой стелькой и ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа/нубук
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 20-25



Модель 508

Босоножки детские с мягкой стелькой и ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа/велюр
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 22-26



Модель 509

Босоножки детские с мягкой стелькой и ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа (лак)
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Размер: 22-26



Таблица соответствия метрического и штихмассового размеров детской обуви

размер штихмасс.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
размер метрический	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5

Таблица соответствия метрического и штихмассового размеров детской обуви

размер штихмасс.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
размер метрический	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5



Модель 318

Ботинки детские на меховой подкладке с ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт».

Материал: натуральная кожа
Подкладка: мех натуральный/байка
Подошва: ТЭП
Размер: 23-30



Модель 319

Ботинки детские на мягкой подкладке с ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт».

Материал: натуральная кожа
Подкладка: сетка АСМ
Подошва: ТЭП
Размер: 23-30



Модель 404

Полуботинки детские на кожаной подкладке с ортопедическим сводом, с двумя застежками на ленту «Контакт» через металлические пряжки.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подошва: ТЭП
Размер: 26-31



Модель 405

Полуботинки детские на кожаной подкладке с ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подошва: ТЭП
Размер: 21-25



Модель 321

Ботинки детские с закрытой носочной частью, жесткими берцами, с мягкой стелькой и ортопедическим сводом с застежкой на ленту «Контакт» через металлические пряжки.

Материал: натуральная кожа/нубук
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
с ортопедическим каблучком
Размер: 23-30



Модель 322

Ботинки детские на подкладке из байки или меха с ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт».

Материал: натуральная кожа
Подкладка: мех натуральный/байка
Подошва: ТЭП
Размер: 23-30



Модель 406

Туфли детские на кожаной подкладке с ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подошва: ТЭП
Размер: 23-30



Модель 512

Босоножки детские с мягкой стелькой, с ортопедическим сводом, с двумя застежками на ленту «Контакт» через металлические пряжки.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подошва: ТЭП
Размер: 23-27



Модель 323

Ботинки детские на подкладке из байки или меха с ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт».

Материал: натуральная кожа
Подкладка: мех натуральный/байка
Подошва: ТЭП
Размер: 23-30



Модель 324

Ботинки детские на подкладке из байки или меха с ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлические пряжки.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: мех натуральный/байка
Подошва: ТЭП
Размер: 23-30



Модель 516

Полуботинки детские на кожаной подкладке с ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подошва: ТЭП
Размер: 23-30



Модель 517

Полуботинки детские с открытой носочной частью, с мягкой стелькой и ортопедическим сводом, с застежкой на ленту «Контакт» через металлическую пряжку.

Материал: натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подошва: ТЭП
Размер: 23-28



Таблица соответствия метрического и стихмассового размеров детской обуви

размер стихмасс.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
размер метрический	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5

Таблица соответствия метрического и стихмассового размеров детской обуви

размер стихмасс.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
размер метрический	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5



Обувь мужская

Обувь из натуральной кожи и натуральной кожподкладки, оптимальной конструкции изготавливается на колодках с повышенной полнотой, на современном оборудовании по новым технологиям. Вкладная стелька с мягким подпяточником создает комфорт при ходьбе и уменьшает нагрузку на стопу. Использование качественных натуральных материалов позволяет поддерживать в обуви оптимальный микроклимат.

Модель К-11

Полуботинки спортивного типа

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП



Модель К-10

Полуботинки спортивного типа

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП



Модель К-22

Полуботинки спортивного типа

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: сетка и натуральная кожа
Подошва: ТЭП
Цвет: белый, синий



Модель Т-18

Полуботинки с резинками, с мокасиновым швом.

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожа натуральная
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый, бежевый



Модель Т-19

Полуботинки с резинками, с мокасиновым швом, с перфорацией

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожа натуральная
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый, бежевый



Модель 135

Полуботинки на шнурках

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый, бежевый



Модель 128

Полуботинки с резинками

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый



Модель Т-12

Полуботинки

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый



Модель Т-17

Полуботинки с резинками

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожа натуральная
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый



Модель 64

Ботинки утепленные, на шнурках.

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: мех искусственный
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый



Модель 91

Полуботинки на шнурках

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый



Модель 100

Полуботинки с резинками

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый



Модель Б-21

Ботинки утепленные на шнурках.

Верх обуви: велюр/натуральная кожа
Подкладка: мех искусственный/байка
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый, синий



Таблица размеров мужской обуви

Штрихмассовая система, размер	40	40,5	41	42	43	43,5	44	45
Метрическая система, мм	255	260	265	270	275	280	285	290

Таблица размеров мужской обуви

Штрихмассовая система, размер	40	40,5	41	42	43	43,5	44	45
Метрическая система, мм	255	260	265	270	275	280	285	290

Модель Б-13

Ботинки утепленные, на молнии

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: мех искусственный
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый



Модель Б-14

Ботинки утепленные, на молнии

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: мех искусственный
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый



Модель 123

Ботинки, утепленные на молнии и резинке

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: мех искусственный
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый





Обувь из натуральной кожи и натуральной подкладочной кожи, оптимальной конструкции, изготавливается на колодках с повышенной полнотой на современном оборудовании по новым технологиям. Вкладная стелька с мягким подпяточником создает комфорт при ходьбе и уменьшает нагрузку на стопу. Использование качественных натуральных материалов позволяет поддерживать в обуви оптимальный микроклимат.

Изготавливается на специальных ортопедических колодках, увеличенных по всему следу на толщину межстелечного слоя для свободного и комфортного расположения стопы. Носочная часть обуви объемная, без жесткого подноски. Заготовка верха по конструкции выполнена с целой союзкой и имеет застежку, позволяющую менять объем обуви в течение дня. Для уменьшения давления на стопу предусмотрен мягкий кант в пяточной части обуви. Вкладная стелька состоит из нескольких слоев: верхний - из натуральной кожподкладки, нижний – из мягкого пенополиэтилена.

Модель Ж-36

Ботинки на шнурках.

Верх обуви: велюр
Подкладка: байка/кожа подкладочная
Подошва: ТЭП
Цвет: черный, коричневый



Модель Ж-39

Туфли с мокасиновым швом

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожа подкладочная
Подошва: ТЭП



Модель Ж-40

Ботинки на шнурках и молнии

Верх обуви: замша/кожа натуральная
Подкладка: мех/байка
Подошва: ТЭП



Модель Ж-41

Ботинки на шнурках и молнии

Верх обуви: замша/кожа натуральная
Подкладка: мех/байка
Подошва: ТЭП



Модель ДС-М1

Полуботинки мужские

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подошва: облегченная резина
Застежка: лента «Контакт»
Цвет: черный, бежевый, синий
Размер: 40-45



Модель ДС-Ж1

Полуботинки женские

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подошва: облегченная резина
Застежка: лента «Контакт»
Цвет: черный, бежевый, синий
Размер: 36-41



Таблица размеров мужской обуви

Штрихмассовая система, размер	40	40,5	41	42	43	43,5	44	45
Метрическая система, мм	255	260	265	270	275	280	285	290

Модель Ж-42

Ботинки на молнии

Верх обуви: замша/кожа натуральная
Подкладка: мех/байка
Подошва: ТЭП



Модель Ж-46

Ботинки на шнурках и молнии

Верх обуви: замша
Подкладка: кожа натуральная/лак
Подкладка: мех/байка
Подошва: ТЭП



Модель Ж-50

Туфли с мягкой стелькой, с резинкой на подъеме

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожподкладка натуральная
Подошва: ТЭП



Модель Ж-52

Туфли с мягкой стелькой, с резинками

Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: кожподкладка натуральная
Подошва: ТЭП



Модель ДС-Ж2

Полуботинки женские

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: натуральная кожа
Подошва: облегченная резина
Застежка: лента «Контакт»
Цвет: бежевый, синий
Размер: 36-41



Модель ДС-Ж3

Полуботинки женские (с резинкой на подъеме)

Верх обуви: замша
Подкладка: натуральная кожа
Подошва: облегченная резина
Застежка: лента «Контакт»
Цвет: коричневый, синий
Размер: 36-41



Таблица размеров женской обуви

Штрихмассовая система, размер	36	37	37,5	38	39	40	41
Метрическая система, мм	225	235	240	245	250	255	260

Таблица размеров женской обуви

Штрихмассовая система, размер	36	37	37,5	38	39	40	41
Метрическая система, мм	225	235	240	245	250	255	260



Стельки и полустельки предназначены для больных со статической недостаточностью стоп: с нефиксированным уплощением продольных сводов, расплостанностью переднего отдела, фиксированным уплощением продольных сводов и фиксированной расплостанностью переднего отдела. Вкладные ортопедические приспособления предназначены для эксплуатации в стандартной, профилактической или ортопедической обуви.

Модели ОС-14 детские, ОС-15 женские, ОС-16 мужские

Стельки ортопедические кожно - резиновые при продольном плоскостопии

Материал:
натуральная кожа, резина
Цвет: коричневый
Размер (длина стопы):
14-30



Модели ОС-63 детские, ОС-63 женские, ОС-63 мужские

Стельки ортопедические при статической недостаточности стоп без выраженных анатомических изменений из термопластичных материалов с верхним покрытием «Мультиколор»

Материал:
термокорк, микропробка
Цвет: любой
Размер (длина стопы):
14-30



Модели ОС-18 женские, ОС-19 мужские

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии

Материал:
вспененный пенополиэтилен, грабопор, латекс
Цвет: любой
Размер (длина стопы):
23-30



Модели ОБ-36

Стельки вкладные для больных с синдромом «диабетическая стопа»

Материал:
диасофт
Цвет: любой
Размер (длина стопы):
14-30



Модель ОПС-6 мод

Полустельки ортопедические в модельную обувь при поперечном плоскостопии

Материал: грабопор, латекс
Цвет: любой
Размер (длина стопы): 23-27



Модель ОПС-6

Полустельки ортопедические каркасные при продольно-поперечном плоскостопии

Материал: латекс, пластик, велюр
Цвет: любой
Размер (длина стопы):
23-30



Модель ОС-64 мужские, ОС-64 женские, ОС-64 детские

Стельки ортопедические

Материал:
полимерное покрытие «Мультиколор» или натуральная кожа, термокорк, латекс.
Размеры (длина стопы):
14-30



Модель ОС-2

Стельки ортопедические каркасные

Материал:
верх – полимерное покрытие «Мультиколор» или натуральная кожа, нижний слой – корригирующий элемент из полиамида.
Размеры (длина стопы):
14-30



Модели ОПС-10

Полустельки ортопедические

Материал: термокорк
Цвет: бежевый
Размер (длина стопы):
14-30



Модели ОПС-10у

Полустельки ортопедические с супинатором

Материал: термокорк
Цвет: бежевый
Размер (длина стопы):
14-30



Модель РП-П2-02

Разгружающее приспособление под пятку

Материал:
вспененный пенополиэтилен, грабопор
Цвет: любой
Размер:
универсальный



Модель РП-ГПк-1

Корригирующее приспособление при вальгусном отклонении первого пальца

Материал:
кожа, резина
Цвет: серый
Размер:
универсальный



Модель ОБ-01

Вкладыш ортопедический детский, женский, мужской

Материал:
пробка, грабопор
Цвет: любой
Размер:
по высоте укорочения от 5мм до 20мм



Модель ПК -1у

Корригирующее приспособление при поперечном плоскостопии

Материал: резина, грабопор
Цвет: любой
Размер: женский, мужской





ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ



Трости опорные и многоопорные

Костыли

Костыли локтевые

Устройства против скольжения

Ходунки

Кресла туалетные

Столы

Приспособления для ванны

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

Трости опорные и многоопорные



Трости предназначены для облегчения передвижения при ходьбе.

Покрывание: порошковая краска, лак. Цвет: любой. Высота: 780, 820, 860, 900 мм. Нагрузка до 100 кг



Модель 526

Трость опорная металлическая (алюминий/сталь) с пластмассовой ручкой (d=16, d=22)

Модель 530

Трость опорная металлическая (алюминий/сталь) с пластмассовой/деревянной ручкой и устройством против скольжения (d=16, d=22)

Модель 574

Трость опорная металлическая (алюминий) с деревянной ручкой (d=22)



Модель 392

Трость опорная металлическая (алюминий) регулируемая по высоте с пластмассовой/изогнутой полиуретановой ручкой (d=22).

Высота: 650-850, 750-950 мм.

Шаг регулировки 25 мм

Модель 393

Трость опорная металлическая (алюминий) регулируемая по высоте с пластмассовой ручкой, с устройством против скольжения (d=19).

Высота: 650-850, 750-950 мм

Шаг регулировки 25 мм

Модель 551

Трость тактильная для слепых металлическая (алюминий) светоотражающей пленкой (d=16)

Высота: 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100 мм



Трости предназначены для облегчения передвижения при ходьбе.

Покрытие: порошковая краска, лак. Цвет: любой. Высота: 780, 820, 860, 900 мм. Нагрузка до 100 кг

Модель 528

Трость опорная деревянная (бук) с пластмассовой ручкой, с резиновым наконечником/наконечником с устройством против скольжения (d=25)

Модель 750

Трость опорная деревянная (бук) с лаковым покрытием («темно-красное дерево»/«светлый бук»), фигурной ручкой, резиновым наконечником (d=22)

Модель 750Д детская

Трость опорная деревянная (бук) с лаковым покрытием («темно-красное дерево»/«светлый бук»), фигурной ручкой, резиновым наконечником (d=16)
Высота: 550, 600, 650, 700, 750 мм
Нагрузка до 80 кг



528

750

750 Д

Костыли предназначены для облегчения ходьбы лицам, имеющим травмы или заболевания нижних конечностей, пользующимся протезами или ортезами, с целью уменьшения нагрузки на суставы.

Модель 743

Костыли деревянные (бук) для взрослых, с резиновыми наконечниками

Модель 743У

Костыли деревянные (бук) для взрослых, с устройством против скольжения и резиновыми наконечниками

Модель 743Д детские

Костыли деревянные (бук) для детей, с резиновыми наконечниками

Модель 743К

Костыли деревянные комбинированные, с пластмассовыми подмышечниками, регулируемые по высоте



743

743 У

743 К

743 Д

Модель 750Т

Трость опорная деревянная (бук) точеная с лаковым покрытием («темно-красное дерево»/«светлый бук») фигурной ручкой, резиновым наконечником (d=22)

Модель ТМ-02

Трость четырех опорная металлическая (алюминий) с изогнутой полиуретановой ручкой, регулируемая по высоте, с резиновыми наконечниками (d=22)
Высота: 820-1000 мм
Шаг регулировки 25 мм

Модель ТМ-01

Трость трех опорная металлическая с пластмассовой ручкой, регулируемая по высоте
Высота: 800-1000 мм
Шаг регулировки 25 мм



750 Т

ТМ-01

ТМ-02

Модель 540

Костыли металлические (алюминий/сталь) для взрослых, с пластмассовыми/деревянными подмышечниками, резиновыми наконечниками

Модель 380

Костыли металлические (алюминий/сталь) для взрослых, с пластмассовыми подмышечниками, с устройством против скольжения, резиновыми наконечниками

Модель 540А детские

Костыли металлические (алюминий) для детей, с деревянными подмышечниками, резиновыми наконечниками



540

380

540 А

Костыли подмышечные Регулируемые по высоте

Покрытие: порошковая краска / лак «светлый бук». Цвет: любой. Высота костылей для взрослых: М (1160-1335 мм), L (1260-1435 мм), XL (1340-1515 мм). Нагрузка до 100 кг
Высота костылей для детей: 900-1005, 1000-1015 мм. Нагрузка до 80 кг



Костыли предназначены для облегчения ходьбы лицам, имеющим травмы или заболевания нижних конечностей, пользующимся протезами или ортезами, с целью уменьшения нагрузки на суставы.

Костыли локтевые

Покрытие: порошковая краска.

Цвет: любой

Нагрузка до 85 кг

Модель 536

Костыли металлические (алюминий/сталь) с пластмассовыми полокотниками, с резиновыми наконечниками, с устройством против скольжения/без устройства против скольжения
Высота костылей до ручки: 940, 980, 1020 мм

Модель 536А

Костыли металлические (алюминий) регулируемые по высоте, с пластмассовыми подлокотниками, с резиновыми наконечниками, с устройством против скольжения/без устройства против скольжения

Высота костылей до ручки для детей: 650-850 мм,

для взрослых: 750-950 мм

Шаг регулировки: 25 мм

Стойка опорная прикроватная СОП-01

Предназначена для облегчения самостоятельного перемещения и изменения положения пользователя на кровати и обеспечивают опору при подъеме на кровати.

Материал: стальные трубы

Ширина - 65см


Длина основания - 75см

Вылет штанги - 70см

Расстояние от штанги до поручня регулируется от 20 см до 70 см (параметры регулировки)

Высота регулируется от 150 см до 200 см (параметры регулировки)

Грузоподъемность - 100кг



536

536 А

Устройства против скольжения (УПС)

Устройства против скольжения обеспечивают максимальную устойчивость в зимнее время.

Наконечник с УПС

УПС автоматическое

УПС механическое



Ходунки используются для реабилитации больных и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, улучшают координацию, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

Модель Х-02



Ходунки для взрослых, регулируемые по высоте, с колесами флюгерными, с тормозами, мягким опорным столиком.

Высота: 920 – 1300 мм (ступенчатая регулировка высоты)

Нагрузка: до 100 кг

Материал: сталь

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой

Модель Х-02.1



Ходунки для взрослых, регулируемые по высоте, с колесами флюгерными, с тормозами, пластмассовыми подмышечниками

Высота: 1160 – 1300 мм

Шаг регулировки: 35 мм

Нагрузка: до 100 кг

Материал: сталь

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой

Модель Х-03



Ходунки для детей и подростков с ДЦП, регулируемые по высоте, колеса не поворотные (задние колеса храповые)

Высота: 550 – 770 мм

Шаг регулировки: 25 мм

Нагрузка: до 50 кг

Материал: алюминий

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой

Модели Х-04 взрослые, Х-04.2 подростковые



Ходунки переставные регулируемые по высоте, со сменными резиновыми наконечниками

Высота: 820 – 995 мм

Шаг регулировки: 35 мм

Нагрузка: до 100 кг

Материал: алюминий

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой

Модели Х-04.1 взрослые, Х-04.3 подростковые



Ходунки на двух опорах и двух колесах, регулируемые по высоте, со сменными резиновыми наконечниками и неповоротными колесами

Высота: 820 – 995 мм

Шаг регулировки: 35 мм

Нагрузка: до 100 кг

Материал: алюминий

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой

Модели Х-05 взрослые, Х-05.1 подростковые



Ходунки складные, шагающие, регулируемые по высоте, со сменными резиновыми наконечниками

Высота: 720 – 895 мм

Шаг регулировки: 35 мм

Нагрузка: до 80 кг

Материал: алюминий

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой



Кресла туалетные предназначены для пользования туалетом пациентами после различных травм, операций, а также ослабленным пациентам и инвалидам различных категорий. Цвет: любой. Нагрузка не более 100 кг.

Кресла туалетные предназначены для пользования туалетом пациентами после различных травм, операций, а также ослабленным пациентам и инвалидам различных категорий. Цвет: любой. Нагрузка не более 100 кг.

Модель КТ-01



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками и сменными резиновыми наконечниками

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-01.1



Кресло туалетное с санитарным оснащением, откидными подлокотниками и сменными резиновыми наконечниками

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-03 взрослое



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками, на колесах Сиденье и спинка – винилискожа

Материал каркаса: сталь
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-03.2 подростковое



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками, на колесах Сиденье и спинка – винилискожа

Материал каркаса: сталь
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 450 мм

Модель КТ-02



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками, регулируемое по высоте и сменными резиновыми наконечниками

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-02.1



Кресло туалетное с санитарным оснащением, откидными подлокотниками, регулируемое по высоте и сменными резиновыми наконечниками

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-03.1



Кресло - каталка с фиксированными подлокотниками, на колесах Сиденье и спинка – винилискожа

Материал каркаса: сталь
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-03.3



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками, на колесах

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-02.2



Кресло туалетное складное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками, регулируемое по высоте и сменными резиновыми наконечниками

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-03.4



Кресло туалетное с санитарным оснащением, откидными подлокотниками, регулируемое по высоте, на колесах.

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-04



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированным подлокотником, подставкой, регулируемое по высоте Сиденье и спинка – винилискожа.

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 450 мм



Стол предназначен для обслуживания находящихся в кровати больных при приеме пищи, чтении, письме и т.п. Материал каркаса: сталь. Покрытие: порошковая краска. Цвет: любой. Столешница: ламинированная фанера. Нагрузка не более 15 кг

Модель СТ-01



Стол прикроватный с поворотной столешницей, на колесах.

Высота: 780 – 1100 мм.
Габаритные размеры столешницы: 600x400 мм

Модель СТ-01.1



Стол прикроватный с двойной поворотной столешницей, на колесах.

Высота: 780 – 1200 мм.
Габаритные размеры большой столешницы: 560x400 мм
Габаритные размеры маленькой столешницы: 300x200 мм

Модель СТ-02



Стол съемный для кресла-коляски

Габаритные размеры: 540x600 мм

Модель СТ-03



Стол прикроватный - подставка

Габаритные размеры столешницы: 550x300 мм
Высота: 320 мм

Модель КМ-01 взрослое



Коляска малогабаритная. Оснащена толкателями со сменными резиновыми наконечниками

Материалы: винилискожа, вспененный пенополиуретан, бук, сталь, кожа
Габаритные размеры: 480x360x230 мм

Модель НП-01



Наклонная подставка для изголовья кровати

Материалы: сталь, покрытие – порошковая краска, чехол – тик матрасный. Чехол съемный. Угол наклона меняется при помощи вращающейся рамы ступенчато
Габаритные размеры: 560x570x80-470 мм

Приспособления предназначены для использования в ваннах лицами с ограниченными возможностями передвижения.

Модели ПП-01 ППр-02



Поручни для ванной и туалета прямые
Материал: сталь
Размеры: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 мм

Поручни для ванной и туалета угловые
Материал: сталь
Габаритные размеры: 490x620 мм
Угол: 90°, 120°

Модель ПП-01.1

Поручни для ванной и туалета деревянные

Материал: сталь, бук
Размеры: 1000, 1200 мм



Модель ПУ-01



Опора к унитазу со сменными резиновыми наконечниками

Материал: алюминий.
Габаритные размеры: 540x560x670 мм

Модель СВ-03



Сиденье на ванну

Материал: сталь, фанера
Габаритные размеры: 430x680x380 мм.
Размеры посадочного места: 390x645 мм

Модель СВ-03.1



Сиденье на ванну с регулируемой шириной

Материал: сталь, фанера
Габаритные размеры: 500x(630 – 830)x440 мм
Размеры посадочного места: 390x(490-700) мм

Модель СВ-03.2



Сиденье на ванну без спинки

Материал: сталь, фанера
Габаритные размеры: 430x680 мм
Размеры посадочного места: 390x645 мм

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Отдел производства и маркетинга:

(863) 263-52-14

(863) 295-08-65

Факс: (863) 240-54-34

E-mail: rpor@donprac.ru , orm@rpor.ru

Интернет-магазин: www.rpor.ru

АДРЕСА И ВРЕМЯ РАБОТЫ АПТЕКИ И ФИЛИАЛОВ:

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 26

время работы: с 8.00 - 19.00, воскресенье: 8.00 - 16.00

г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 105

ЦГБ, травматологическое отделение, 1 этаж

время работы: с 8.00 - 16.00

выходной суббота, воскресенье

г. Азов, ул. Васильева, 96/13, ЦГБ

время работы: с 8.00 - 16.00

выходной суббота, воскресенье

Салон «РЕАМЕД»

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 26

время работы: с 8.00 - 19.00, воскресенье: 8.00 - 16.00




схема проезда

**«Ростовский» филиал
ФГУП "Московское ПРОП" Минтруда России**

344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 26/24

Телефон: 863) 263-52-14, (863) 295-08-65

Факс: (863) 240-54-34, 295-08-65

E-mail: rpor@donpac.ru, orm@rpor.ru

Интернет-магазин: www.rpor.ru